


# **Wundverbände**

## **Was gibt es neues?**

Vereinstreffen 25.11.2013

# Wundreinigungstücher

## Debrisoft



### Eigenschaften:

- Sanft und schmerzarm
- Abgeschrägte Faserspitzen lösen Debris
- Fasern nehmen Beläge auf
- Schont frisches Granulationsgewebe

# Wundreinigungstücher

## UCS (ulcer cleaning system)



### Eigenschaften:

Reinigung mit bakterizider Wirkung – Plurogel

Kein mechanisches Trauma

Hält Wundregion feucht und elastisch

Zellfreundlich und biokompatibel

Erleichtert Zellwachstum

Pflegt Umgebungshaut


# Wundreinigungstücher - UCS



# Wundreinigungstücher - UCS



# UCS



# Tender wet plus



Polyacrylatkissen mit Ringerlösung und **Polyhexanid** getränkt

Tötet Keime im Wundkissen ab und verhindert Rekontamination

Wirkungsvolle Nasstherapie in der Reinigungsphase

Kann **72** Stunden auf der Wunde bleiben

# Calgitrol Ag Paste



- **Silberalginatpaste**
- 180 mg ionisches Silber pro 15g Tube

## Wirkungsweise

- Bei Kontakt mit Wundexsudat wird die Flüssigkeit in die Alginatmatrix absorbiert – Silberionen werden freigesetzt
- Konstante Freisetzung über 7 Tage

## Indikationen

Infizierte oder kritisch kolonisierte Wunden



# Calgitrol Ag Paste

## Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit gegen Silber oder Alginat
- MRT Untersuchungen
- Syphilis, TBC oder Pilzinfektionen bedingte Wunden
- Verbrennungen 3. Grades

## Anwendung

- Packung schütteln
- Dicke Schicht auf die Wunde auftragen
- Geeigneter Sekundärverband
- VW-Häufigkeit alle 2-3 Tage –je nach Exsudat

# Folien mit Siliconkleber

## OPSITE Flexifix Gentle



### Indikation

- Empfindliche Haut
- Minimiert das Risiko von Traumen
- Anmodellierbar und dehnbar

### Anwendungen

- Schützende Barriere gegen Bakterien von außen
- Wasserdichte Folie
- Schützt vor Reibung und Scherkräften
- Repositionierbar ohne Verlust der Haftung

# Aquacel Extra

## Aquacel extra versus Aquacel

- 39% höhere Aufnahmekapazität
- 9mal reissfester
- Weniger Verbandswechsel



# Aquacel foam

Mehr als Sie von  
einem Schaumverband erwarten!



# Aquacel foam

## Wirkungsweise



- Äußerer Schutzfilm sorgt für kontrollierte Wasserdampfdurchlässigkeit
- Polyurethanschicht nimmt überschüssiges Wundexsudat auf
- Aquacel Schicht nimmt Exsudat schnell auf und schließt es im Wundverband ein
- Auch als **Aquacel Ag foam** erhältlich

# Sorbion sachet multi star



Anwendbar bei anatomisch schwierigen Strukturen

# Sorbion sachet EXTRA

- Längere Tragedauer



## Sorbion sachet S versus Sorbion sachet extra


10 x 10 cm Wundauflage – Aufnahmekapazität

Sorbion sachet S – 153 ml

Sorbion sachet extra – 229 ml

# Medihoney - antibakterieller Tüllverband

- Steriler nicht haftender Wundverband mit 100% Medihoney
- Schafft ein feuchtes Wundheilungsmilieu
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim VW





# Granulox

## Hämoglobinspray



### Wirkungsweise

- Hämoglobin beginnt Sauerstoff aus der Umgebungsluft in die Wunde zu transportieren
- Wird aus Schweineblut hergestellt

### Anwendung

- Wunde reinigen
- Granulox aufsprühen bis Wunde gleichmäßig benetzt
- Wunde abdecken – nicht okklusiv
- Wirkt für 72 Stunden

# Granulox

## Hämoglobinspray

### Wechselwirkungen

- Nicht gleichzeitig mit lokalen AB verwenden
- Nach Desinfektion oder enzymatischem Debridement mit NaCl 0.9% großzügig spülen

### Kontraindikationen

- Infizierte Wunden
- Während der Schwangerschaft

### Lagerung

Im Kühlschrank, vor Anwendung auf Zimmertemperatur bringen

# Ulcus cruris venosum seit 8 Jahren



Vor Beginn



Nach 3 Wochen

# Ulcus cruris venosum seit 8 Jahren



Nach 6 Wochen



Nach 15 Wochen



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!